

PROJE AÇIKLAMASI

PROJE AMAÇLARI

Bu proje 4 ana amaca hizmet eder:

1. **EEG verilerini simüle etmek** (çünkü elimizde fiziksel cihaz yok)
 2. **Bu verilerden zihin durumunu anlamak** (stres/odak/uykusuzluk)
 3. **Kullanıcıya önerilerde bulunmak** (frekans bazlı müzik, egzersizler)
 4. **Her şeyi web üzerinden görselleştirmek** (grafikler, gerçek zamanlı akış)
-

DOSYALARIN AMAÇLARI

modules/eeg_simulator.py

Gerçekçi EEG verisi üretir. 4 farklı zihin durumu modunu (rahat/odaklı/stresli/uykulu) simüle edebilir.

modules/signal_processor.py

Ham EEG örneklerini alır, 2 saniyelik pencerelere böler ve her dalga bandının güç değerini hesaplar.

modules/mental_state_classifier.py

Dalga güçlerine bakarak zihin durumunu hesaplar. Kural tabanlı mantık kullanır (ML yerine matematik).

modules/recommendation_engine.py

Zihin durumuna göre kişiselleştirilmiş öneriler üretir. Frekans bazlı müzik ve egzersiz önerileri verir.

app.py

Flask web sunucusu. Arka planda EEG verisi üretir, WebSocket ile frontend'e gönderir, JSON kayıt yapar.

templates/index.html

Kullanıcı arayüzü. Grafikleri gösterir, butonlarla kontrol sağlar, WebSocket ile backend'den veri alır.

SİSTEM AKIŞI

1. **app.py başlar**
 - ↳ Arka plan thread'i EEG verisi üretmeye başlar
2. **Kullanıcı tarayıcıda açar (localhost:5000)**
 - ↳ WebSocket bağlantısı kurulur

3. "Başlat" butonuna tıklar

↳ is_streaming = True olur

4. Her 0.25 saniyede:

↳ Simulator 64 örnek üretir

↳ Buffer'a eklenir

↳ 512 örnek dolunca (2 saniye):

└→ Processor analiz yapar

└→ Classifier zihin durumunu hesaplar

└→ Engine öneri üretir

↳ WebSocket ile frontend'e gönderilir

5. Frontend veriyi alır:

↳ Metrikleri günceller

↳ Grafikleri çizer

↳ Önerileri gösterir

6. "Kaydet" butonuna tıklanınca:

↳ Tüm session verisi JSON'a yazılır

MODÜL TESTLERİ

Her modül bağımsız çalışır ve test edilebilir:

```
# Simulator test
python modules/eeg_simulator.py
# Çıktı: Her mod için örnek EEG değerleri

# Processor test
python modules/signal_processor.py
# Çıktı: Band güçleri ve oranlar

# Classifier test
python modules/mental_state_classifier.py
# Çıktı: Her mod için stres/odak/uykusuzluk değerleri

# Engine test
python modules/recommendation_engine.py
# Çıktı: Her senaryo için öneriler
```

FRONTEND YAPISI

HTML 3 ana bölümden oluşur:

1. **Kontrol Paneli:** Başlat/durdur, mod değiştir, kaydet butonları
2. **Sol Kolon:** Stres/odak/uykusuzluk metrikleri + Öneriler
3. **Sağ Kolon:** 2 grafik (dalga güçleri + zihin durumu geçmişi)

JavaScript kısmı:

- **Socket.IO:** Backend ile WebSocket bağlantısı

- **Chart.js:** Grafikler için
- **Update fonksiyonları:** Gelen veriyi ekrana yansıtır

ÖNEMLİ NOKTALAR

Threading: app.py'de arka plan thread'i sürekli veri üretir, ana thread Flask'ı çalıştırır.

Buffer Yönetimi: Son 256 örnek tutulur (overlap için), bu sayede pencereler kesintisiz devam eder.

WebSocket vs HTTP: Veri akışı için WebSocket, kaydetme gibi tek seferlik işler için HTTP kullanılır.

Kural Tabanlı Sistem: ML yerine matematiksel kurallar var (ileride ML eklenebilir).

BAŞLATMA SIRASI

1. python app.py
2. Tarayıcıda http://localhost:5000
3. "Başlat" butonuna bas
4. Mod seç (😊 🤖 🎯 🧠)
5. Grafikleri izle
6. "Kaydet" ile JSON'a yaz

\\`\\`

** 🇧🇷 VERİ AKIŞI **

\\`\\`

EEGSimulator → SignalProcessor → MentalStateClassifier → RecommendationEngine

| | | |
(Ham veri) (Band güçleri) (Stres/Odak/Uyku) (Öneriler)



|
WebSocket

|
Frontend

ÖĞRENECEKLERİN

1. **Python OOP:** Dataclass, Enum, modüler yapı
2. **Numpy/Scipy:** Sinyal işleme, matematiksel hesaplamalar
3. **Flask:** Web framework, route'lar, API
4. **WebSocket:** Gerçek zamanlı iletişim, Socket.IO
5. **Threading:** Çok threaded Python uygulaması
6. **Frontend:** HTML/CSS/JavaScript, Chart.js

7. **Domain Modeling:** İş mantığını koddan ayırma

8. **JSON:** Veri kayıt ve okuma

NOTLAR

- **Simülatör modu değişikliği:** Frontend'den mod seçilince current_mode değişir, yeni üretilen veriler o moda göre olur.
- **2 saniyelik pencere:** Çünkü EEG analizinde en az 1-2 saniye veri gerekir.
- **256 Hz örnekleme:** Gerçek EEG cihazlarında standart değer.
- **JSON kayıt:** Her veri noktası 2 saniye, 100 veri noktası = 200 saniye = 3.3 dakika.